

Specialutgåva

DESIGN®

DESIGN VERONIQUE®

The finest compression wear in the world!™

*Sortiment för
fettransplantation
och
kroppsskulpturering*

U.S. Patent #8,784,347 B1
U.S. Patent #8,328,598 B2

DESIGN VERONIQUE®

The finest compression wear in the world!™

presenterar ett nytt
*sortiment för fettransplantation och
 kroppsskulpturering*

Varje modell är unik och har tagits fram utifrån de senaste rönen inom plastikkirurgi.

Sortimentet omfattar det patenterade konceptet **Molded Buttocks Pockets (formade områden för skinkor)**, som utformats för att ge stöd åt de nykonturerade skinkorna utan att ge kompression. Varje plagg har kompressionspaneler som placerats med beräkning över tagställena, för att ge ytterligare kompression och bidra till läkningsprocessen.

Våra BH har patenterade **Self-adjusting Wireless Contouring Cups (självjusterande bygellösa kupor för konturering)**, som utformats för att ge ett stöd som liknar det med bygel, men utan den obekväma bygeln. Kuporna är sömlösa och är av mjuk bomullstrikå. Den unika designen följer bröstens nya kontur och ger utmärkt stöd och komfort.



Modell 430-FO




Modell 430

Tillverkad i
USA






Modell B851-B




Modell 851-B




Modell 1651-B



Modell B854-B



Modell 854-B




Modell 1654-B



Modell B856-B




Modell 856-B




Modell 1656-B



Modell 744-B



Modell V841-B



Modell V1641-B

DESIGN VERONIQUE®



#430-FO — Cécile-FO No-Wire Comfort Cotton Knit Bra with Front Opening

Idealisk för: bröstförstoring (via implanterat eller transplanterat fett)

Egenskaper:

- stöd utan bygel
- självjusterande stretchhölje utan bygel
- snedskurna kupor för att konturera och ge stöd åt bröstet
- formade, ultrabekväma, sömlösa kupor av bomullstrikå
- bekvämt stabiliserande band under bysten
- hyskor och hakar framtill




Material:

- kupor i mjuk bomullstrikå (92 % bomull – 8 % Spandex)
- powernet-material som andas i sidorna (75 % nylon, 25 % Spandex)
- lätt, sval och bekväm
- fri från latex och formaldehyd
- bakteriedödande

U.S. Patent # 8,328,598 B2

Färg:  Champagne



DESIGN VERONIQUE®




#430 — Cécile

No-Wire Comfort Cotton Knit Bra with No Front Opening

Idealisk för: bröstförstoring (via implanterat eller transplanterat fett)

Egenskaper:

- stöd utan bygel
- självjusterande stretchhölje utan bygel
- snedskurna kupor för att konturera och ge stöd åt bröstet
- formade, ultrabekväma, sömlösa kupor av bomullstrikå
- bekvämt stabiliserande band under bysten
- hyskor och hakar framtill
- 4 rader justerbar stängning med hyskor och hakar baktill
- justerbara axelband med öppning




Material:

- kupor i mjuk bomullstrikå (92 % bomull – 8 % Spandex)
- powernet-material som andas i sidorna (75 % nylon, 25 % Spandex)
- lätt, sval och bekväm
- fri från latex och formaldehyd
- bakteriedödande

U.S. Patent # 8,328,598 B2

Färg:  Champagne



DESIGN VERONIQUE®



Halvkorta ben

Gördlar med formade områden

skinkor, hög rygg

Idealiska för:

- förstoring av rumpa och/eller bröst (med *gluteusimplantat* eller *fettransplantat*)
- fettskördning och kroppsskulpturering

Egenskaper:

- stödjande, formade områden för skinkorna utan kompression
- formad BH i mjuk bomullstrikå utan bygel (B851-B)
- justerbara axelband med hyskor och hakar (B851-B)*
- justerbara axelband avtagbara framtill (851-B, 1651-B)
- blixtlås framtill med skyddsremsa av bomull (B851-B, 851-B)
- utan blixtlås (1651-B)
- hög rygg med kompressionspaneler för båda sidorna
- kompressionspaneler för mage och sidor
- greppande spets på benen
- förstärkt öppen gren

Färger:  Svart  Vit  Champagne

Storlekar: XS-4X (se sida 13 för storleksanvisningar)


Material:

- powernet-material som andas (75 % nylon – 25 % Spandex)
- powernet med kompressionsminne
- områden för skinkorna som behåller formen
- lätt, sval och bekväm
- bekväm BH i bomullstrikå (92 % bomull – 8 % Spandex)
- tvättbar, torkar snabbt
- fri från latex och formaldehyd
- bakteriedödande



B851-B*

Breda justerbara axelband. Endast på modellen med BH



Hög rygg med dubbelsidiga kompressionspaneler

Kompressionspaneler för mage och sidor

Stödjande områden för skinkorna utan kompression

Greppande spets

Vy bakifrån – gäller alla varianter av denna modellen

Alla modeller har förstärkt öppen gren.



Modell B851-B*

Gördel, halvkorta ben, formade områden för skinkor, blixtlås fram, hög rygg, med BH

Modell 851-B

Gördel, halvkorta ben, formade områden för skinkor, blixtlås fram

Modell 1651-B

Gördel, halvkorta ben, formade områden för skinkor, utan blixtlås

DESIGN VERONIQUE®



Knälånga ben

Gördlar med formade områden
för skinkorna, hög rygg

Idealiska för:

- förstoring av rumpa och/eller bröst
(med gluteusimplantat eller fettransplantat)
- fettskördning och kroppsskulpturering

Egenskaper:

- stödjande, formade områden för skinkorna utan kompression
- formad BH i mjuk bomullstrikå utan bygel (B854-B)
- justerbara axelband med hyskor och hakar (B854-B)*
- justerbara axelband avtagbara framtill (854-B, 1654-B)
- blixtlås framtill med skyddsremsa av bomull (B854-B, 854-B)
- utan blixtlås (1654-B)
- hög rygg med kompressionspaneler för båda sidorna
- kompressionspaneler för mage och sidor
- greppande spets på benen
- förstärkt öppen gren

Färger:  Svart  Vit  Champagne

Storlekar: XS-4X (se sida 13 för storleksanvisningar)

Material:

- powernet-material som andas (75 % nylon – 25 % Spandex)
- powernet med kompressionsminne
- områden för skinkorna som behåller formen
- lätt, sval och bekväm
- bekväm BH i bomullstrikå (92 % bomull – 8 % Spandex)
- tvättbar, torkar snabbt
- fri från latex och formaldehyd
- bakteriedödande



B854-B*

Breda justerbara axelband med hyskor och hakar, endast på modell med BH

Hög rygg med kompressionspaneler på båda sidor

Kompressionspaneler för mage och sidor

Stödjande område för skinkorna utan kompression

Kompressionspaneler på lårens insida

Greppande spets

Sedd bakifrån – alla varianter av den här modellen

Alla modeller har förstärkt öppen gren.




Modell B854-B*

Gördel, knälång, formade områden för skinkor, blixtlås fram, hög rygg, med BH



Modell 854-B

Gördel, knälång, formade områden för skinkor, blixtlås fram



Modell 1654-B

Gördel, knälång, formade områden för skinkor, utan blixtlås, hög rygg



Långa ben

Gördlar med formade områden för skinkorna, hög rygg

Idealiska för:

- Förstoring av rumpa och/eller bröst (med gluteusimplantat eller fettransplantat))
- Fettskördning och kroppsskulpturering

Egenskaper:


- stödjande, formade områden för skinkorna utan kompression
- formad BH i mjuk bomullstrikå utan bygel (B856-B)
- justerbara axelband med hyskor och hakar (B856-B)*
- justerbara axelband avtagbara framtill (856-B, 1656-B)
- blixtlås framtill med skyddsremsa av bomull (B856-B, 856-B)
- utan blixtlås (1656-B)
- hög rygg med kompressionspaneler för båda sidorna
- kompressionspaneler för mage och sidor
- greppande spets på benen
- förstärkt öppen gren

Färger:  Svart  Vit  Champagne

Sizes: XS-4X (se sida 13 för storleksanvisningar)

Material:

- powernet-material som andas (75 % nylon – 25 % Spandex)
- powernet med kompressionsminne
- områden för skinkorna som behåller formen
- lätt, sval och bekväm
- bekväm BH i bomullstrikå (92 % bomull – 8 % Spandex)
- tvättbar, torkar snabbt
- fri från latex och formaldehyd
- bakteriedödande



B856-B*

Breda justerbara axelband med hyskor och hakar, endast modell med BH

Hög rygg med kompressionspaneler för bägge sidor

Kompressionspaneler för mage och sidor

Stödjande områden för skinkorna utan kompression

Kompressionspaneler vid innersömmarna

Greppande spets


Sedd bakifrån – alla varianter av den här modellen

Alla modeller har förstärkt öppen gren.




Modell B856-B*

Gördel, långa ben, formade områden för skinkor, blixtlås fram, hög rygg, med BH



Modell 856-B

Gördel, formade områden för skinkor, blixtlås fram, hög rygg



Modell 1656-B

Gördel, formade områden för skinkor, utan blixtlås, hög rygg

Halvkorta ben

Gördlar med fomrade områden för skinkor, hög rygg

Idealiska för:

- Rumpförstoring (med gluteusimplantat eller fettransplantat)
- Fettskördening och kroppsskulpturering

Egenskaper:

- stödjande, formade områden för skinkorna utan kompression
- justerbara axelband med hyskor och hakar (V841-B, V1641-B)
- blixtlås framtill med skyddsremsa av bomull (V841-B)
- blixtlås i sidorna med skyddsremsa av bomull (744-B)
- utan blixtlås (V1641-B)
- kompressionspaneler för mage, bröstorg och sidorna (V841-B, V1641-B)
- öppen gren (V841-B, V1641-B) – suspensoaren bärs på utsidan
- konturerad gylf av bomullstrikå (744-B)

Färger: Svart Vit

Sizes: **S-4X** (se sida 13 för storleksanvisningar)

Material:

- powernet-material som andas (75 % nylon – 25 % Spandex)
- powernet med kompressionsminne
- områden för skinkorna som behåller formen
- lätt, sval och bekväm
- tvättbar, torkar snabbt
- fri från latex och formaldehyd
- bakteriedödande



#1045
Suspensoaren bärs på
utsidan av
V841-B & V1641-B

Formade områden för skinkor, bakifrån

V840-B och V1640-B har öppen gren.



Konturerad gylf i bomullstrikå

Modell #744-B

Gördel, formade områden för skinkor, plagg för magen med blixtlås i sidorna



Suspensoren ingår inte.

Modell #V841-B

Gördel, formade områden för skinkor, plagg för mage/bröstkorg, blixtlås fram



Suspensoren ingår inte.

Modell #V1641-B

Gördel, formade områden för skinkor, plagg för mage/bröstkorg, utan blixtlås



Så här mäter du för att bestämma din storlek



Damstorlekar

Under bysten (för BH)


Mät bröstkorgens omfång direkt under bysten.

Midja

Mät runt den smalaste delen av midjan.

Höfter/lår

Stå med båda fötterna tillsammans och mät runt den största delen av höften/låren, ungefär 23–26 cm under den naturliga midjan.



Herrstorlekar

Bröstkorg


Mät runt den största delen av bröstkorgen, med vanliga underkläder.

Midja

Mät runt den smalaste delen av midjan.

Höfter/lår

Stå med båda fötterna tillsammans och mät runt den största delen av höften/låren,



Strl	Under bysten		Midja		Höfter/lår	
	Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm
XS	25"-26"	63-67	21"-23"	53-59	31"-33"	79-84
S	27"-30"	68-77	24"-26"	60-66	34"-36"	85-92
M	31"-34"	78-87	27"-29"	67-74	37"-39"	93-100
L	35"-38"	88-98	30"-32"	75-82	40"-42"	101-108
XL	39"-42"	99-108	33"-35"	83-89	43"-45"	109-114
XXL	43"-46"	109-118	36"-39"	90-100	45"-48"	115-122
3X	47"-49"	119-124	40"-43"	101-110	49"-52"	123-133
4X	50"-52"	125-132	44"-47"	111-120	53"-56"	134-142

Strl	Bröstkorg		Midja		Höfter/lår	
	Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm
S	35"-37"	89-95	31"-33"	79-84	36"-38"	91-97
M	38"-41"	96-105	34"-36"	85-92	39"-41"	98-104
L	42"-45"	106-115	37"-39"	93-100	42"-44"	105-112
XL	46"-49"	116-126	40"-43"	101-110	45"-47"	113-120
XXL	50"-53"	127-136	44"-48"	111-123	48"-51"	121-130
3X	54"-58"	137-148	49"-53"	124-135	52"-55"	131-140
4X	59"-62"	149-158	54"-56"	136-142	56"-59"	141-150

DESIGN VERONIQUE®

Returpolicy

Design Veronique strävar efter att alltid tillverka kompressionsplagg endast av alla högsta kvalitet, och garanterar att produkterna ska vara 100 procent fria från tillverkningsfel. Om det ändå skulle bli nödvändigt att returnera ett plagg, läs vår returpolicy och hur det går till:

1. Alla returer kräver ett returgodkännandenummer (Return Authorization number (RA#)) som utfärdas av Design Veronique. Vänligen kontakta Højmed Medicals kundtjänst för att avgöra om ett sådant godkännande krävs.
2. Specialanpassade plagg eller plagg som ändrats kan vi dessvärre inte ta i retur eller kreditera.
3. Plaggen som returneras ska skickas till Højmed Medical AB som ombesörjer eventuell vidare frakt till Design Veronique.
4. Av hygienskäl kan vi inte ta emot plagg i retur om de har varit påtagna, tvättats eller har fläckar.
5. Hur returen bedöms beror bl. a. på orsaken till returen, originalförpackningens skick när plagget tas emot, tiden sedan inköp samt inköpspriset.
6. En kreditnota utfärdas till köparen efter att det returnerade plagget/plaggen inspekterats.

För rådgivning eller mer information, kontakta:

Højmed Medical kundtjänst: 08-410 70 610

order@hojmed.com

www.hojmed.com

www.DesignVeronique.com

HÖJMED
MEDICAL



Tillverkad i USA

DESIGN[®]

DESIGN VERONIQUE[®]

The finest compression wear in the world![™]

800.442.5800

www.DesignVeronique.com

510.970.7990

510.970.7996 fax

cs@designveronique.com

